

検体検査 運用フロー

部門システムあり

※ 1

本運用フロー資料は他病院でのWGを実施した結果として出来あがった運用フロー図となります。

※ 2

今後各WG単位でデモ機による運用確認を実施し、病院様向けの運用フローを完成させていきます。

検体検査運用フロー 一覧

- 1 外来運用フロー（次回検査）
 - 1－1．当日検査(外来)
 - 1－2．当日検査(救外・検査技師が居る時間帯)
- 2 外来運用フロー（当日検査）
 - 2－1．次回検査(外来・予約あり)
- 3 病棟運用フロー
 - 3－1．病棟(予約分・締切前入力)、透析
 - 3－2．病棟(予約分・締切後入力)、透析
 - 3－3．病棟(当日分)、透析
 - 3－4．検査技師不在時および日中の医師による血ガス
- 4 その他運用フロー
 - 4－1．検体持ち込み(診察なし)
 - 4－2．検査のみ
 - 4－3．追加検査あり(検体ありの場合)
 - 4－4．検査中止(検体採取不可)
 - 4－5．検査技師不在時

図の説明



人の作業



電子カルテシステム




検査システム




医事システム


1-1. 当日検査(外来)



1-2. 当日検査(救外・検査技師が居る時間帯)



2-1. 次回検査(外来・予約あり)




3-1. 病棟(予約分・締切前入力)、透析

場所	医師	採血担当者	検査科	医事課	電子カルテシステムの状態
前日 まで	病棟 16時30分までに入力 検体検査オーダー	検査システムに オーダー情報送信	オーダー情報受取		「依頼」にステータス変更 オーダー修正：可能
前日	検査室 土・日・月の分は、 金曜の16時30分が 締切となる		16時30分以降 検体ラベル発行 近傍のラベルプリンタ より印刷 検査システムで処理 ↓ 採取管準備 ↓ 採取管を 病棟へ運搬	土・日・月の分は 土曜日に全て運搬 する	「受付」にステータス変更 オーダー修正：不可
当日	病棟	ワークシート印刷 ↓ ワークシートで 検査内容を確認 ↓ 採血・採尿	検体運搬		
	検査室		検体到着確認 ↓ 検査実施 ↓ 検査結果登録 一部 or 全て or 至急 の結果を登録	医事システムに 会計情報送信 ↓ 会計情報受取	「分析中」にステータス変更 「結果（一部完）」 or 「結果（全完）」 or 「結果（至急完）」に ステータス変更
	病棟	結果参照			

3-2. 病棟(予約分・締切後入力)、透析

場所	医師	採血担当者	検査科	医事課	電子カルテシステムの状態
前日まで	病棟 16時30分以降 検体検査オーダー	検査システムに オーダー情報送信	オーダー情報受取		「依頼」にステータス変更 オーダー修正：可能
当日	病棟	ワークシート印刷 ワークシートで 検査内容を確認 検体ラベル発行 近傍のラベルプリンタ より印刷 指示歴を右クリック 「検体ラベル再出力」 採取管準備 採血・採尿	検体運搬		「受付」にステータス変更 オーダー修正：不可
	検査室		検体到着確認 検査実施 検査結果登録 一部 or 全て or 至急 の結果を登録	医事システムに 会計情報送信 会計情報受取	「分析中」にステータス変更 「結果（一部完）」or 「結果（全完）」or 「結果（至急完）」に ステータス変更
	病棟	結果参照			


3-3. 病棟(当日分)、透析




3-4. 検査技師不在時および日中の医師による血ガス

場所	医師	看護師	検査科	医事課	電子カルテシステムの状態
各科 救外・検査室 当日 検査室 病棟	診察 採取管準備 採血・採尿				
	検査実施 検査結果出力 (2枚) 検査結果参照				
			検査結果回収 (1枚) 検体検査オーダー 検体ラベル発行 近傍のラベルプリンタより印刷 検体到着確認 検査結果登録 一部 or 全て or 至急の結果を登録	医事システムに 会計情報送信 会計情報受取	「依頼」にステータス変更 オーダー修正：可能 「受付」にステータス変更 オーダー修正：不可 「分析中」にステータス変更 「結果（一部完）」or 「結果（全完）」or 「結果（至急完）」に ステータス変更
	結果参照				

4-1. 検体持ち込み(診察なし)




4-2. 検査のみ




4-3. 追加検査あり(検体ありの場合)

検体がない場合は、【1-1. 当日検査(外来)】と同様の運用



4-4. 検査中止(検体採取不可)



4-5. 検査技師不在時

