

輸 血

Medi-Aibis

1. 輸血画面	1
1.1 輸血入力画面	1
2. 新規入力基本操作	1
2.1 輸血製剤の入力	1
2.2 依頼伝票	2
3. オーダ発行	3
3.1 診察終了	3
4. オーダの修正・削除	4
4.1 発行済オーダの修正	4
4.2 発行済オーダの削除	4
5. その他機能	5
5.1 結果表示	5

項目	内容
輸血予定日時	2012年3月29日(木) 23:59
緊急度	通常
使用目的	
輸血場所	
前次	
異型入力	<input type="checkbox"/> する
異型不適合	<input type="checkbox"/> あり
コメント	
病名	

時刻指定

☒ [保留]

2008年 9月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

時刻指定

☐ 保留

予定時刻 13:28

OK キャンセル

【緊急度】

通常

通常

緊急度 I

緊急度 II

T&S

【使用目的】

術前

術中

術後

貧血

出血

凝固因子補充

【輸血場所】

病棟

外来

手術室

救急外来

透析室

製剤	製剤種別	製剤名称	用量	単位	血液型
赤血球系	照射赤血球濃厚液-LR		4	単位	A-
血漿系	新鮮凍結血漿-LR			単位	A-
	照射濃厚血小板			単位	A-
赤血球系	照射洗浄赤血球-LR				
	照射解凍赤血球-LR				
	照射合成血-LR				
血漿系	照射濃厚血小板HLA				
	クリオ製剤			単位	A-

数値入力

2.2 依頼伝票

【製剤】

伝票/製剤名	血型	RH	用量	単位
No.100011553 【新規】 輸血予定日時:2008年7月29日(火) 8:30 緊急度:普通 使用目的:手術 輸血場所:手術室 異型入力:する(異型不適合あり) コメント: 交差試験なし 照射赤血球MAP	A +			2 単位

④ 画面右上、伝票項目を入力します。

⑤ [輸血予定日時]内でクリックし、右端ボタンをクリックでカレンダーを表示し、日付を選択して下さい。

⑥ 保留製剤を指定したい場合は、カレンダーより輸血予定日を指定してから、画面左下[保留]にチェックを入れるか、輸血予定日時右横の[保留]にチェックを入れて下さい。

⑦ [緊急度][使用目的][輸血場所]項目にて、クリックを行い[▽]でリストより選択を行って下さい。(必須入力)

⑧ 伝票内容を入力することで、画面右下[製剤]タブが表示されます。

⑨ [製剤]タブ内[用量]項目には、数値を入力して下さい。

① [製剤設定]画面(または[検体依頼]画面)を[OK]で閉じた後、伝票画面に輸血依頼伝票が表示されます。

3. オーダ発行

3.1 診察終了

① オーダ入力後、[一括発行] (F12) または[個別発行] (Shift+F12) を選択して下さい。

② [オーダー発行]画面が表示されます。

◆診察終了◆

発行後、患者選択画面に戻ります。

◆診察継続◆

発行後、継続して該当患者を表示します。

◆診察一時終了◆

表示板へ「検査・一時終了」を送信します。

◆クリア◆

すべてのオーダーで入力された内容をクリア（削除）し、患者選択画面まで戻ります。

◆キャンセル◆

[オーダー発行]画面を閉じ、編集画面に戻ります。

◆オーダー控え◆


オーダー発行控箋印刷を行いたい場合は、チェックを入れて下さい。

◆発行オプション◆

説明書・同意書等の印刷を行いたい場合は、チェックを入れて下さい。

4. オーダの修正・削除


4.1 発行済オーダの修正



① 既に発行されているオーダ内容を修正したい場合は、指示歴より該当のオーダを選択し、マウス右クリックメニューより「修正」を選択して下さい。

② 伝票行に【修正】と表示された伝票が展開されますので、内容を修正後、【一括発行】(F12)で登録操作を行って下さい。

4.2 発行済オーダの削除




① 既に発行されているオーダを取り消したい場合は、指示歴より該当のオーダを選択し、マウス右クリックメニューより「取消」を選択して下さい。

② 伝票行に【取消】と表示された伝票が展開されますので、【一括発行】(F12)で登録操作を行って下さい。

5. その他機能

5.1 結果表示



① 輸血の進捗状況を確認する場合には、指示歴より該当のオーダを選択し、マウス右クリックメニューより「結果表示」を選択して下さい。

② 「輸血進捗確認画面」が表示され、内容を確認できます。