

結果一覧


Medi-Aibis

株式会社 **BSNアイネット**

1. 結果一覧画面	1
1.1 結果参照	1
1.2 表示条件設定	2

1. 結果一覧画面

1.1 結果参照



① 画面左側、機能ボタン [検査系] タブ、または [実施・結果] タブ内 [結果一覧] をクリックして下さい。

② [結果一覧] 画面が表示され、選択患者に対して表示期間内にオーダされた検査の一覧を確認することができます。
 黄色：結果未確認の検査
 水色：結果確認済の検査
 白：結果が出ていない検査
 オレンジ：今結果を参照した検査
 （色は個人設定で変更が可能です）

③ 結果を参照したい検査項目の上でダブルクリックをすると、結果の詳細画面が表示されます。

1.2 表示条件設定

The screenshot illustrates the steps to configure display conditions in the Medi-Aibis system. It shows the patient information section at the top, followed by a date selection calendar for January 2012. Below the calendar, there are two buttons for selecting the treatment department: '診療科' (Treatment Department) and '内科' (Internal Medicine). The '診療科' button is highlighted with a blue box. A blue arrow points from the '診療科' button to a dialog box titled '診療科選択' (Treatment Department Selection), which lists various medical departments with checkboxes. The '内科' checkbox is selected. Another blue arrow points from the '表示更新(U)' (Update Display) button in the top right to a final dialog box titled '結果一覧 ユーザ設定' (Results Overview User Settings). This dialog box contains options for specifying the display period, selecting the type of data to display (e.g., '表示対象オーダ種'), and choosing the level of detail (e.g., 'サマリ表示', '詳細表示', '依頼情報表示').

- ① 「結果一覧」画面上部で表示条件を変更することができます。
- ② 表示期間を一時的に変更する場合は、表示期間の「▽」より日付を変更できます。
- ③ 表示診療科を変更する場合は「診療科」より絞り込み表示したい診療科を選択します。（選択できる診療科は選択患者に検査オーダが発行されている診療科に限ります）チェックを外すと全科分の結果を参照することができます。
- ④ 表示条件を変更したら「表示更新」を選択して下さい。設定した条件で結果一覧が表示されます。
- ⑤ 表示する条件を個人設定したい場合は、「表示設定」を選択して下さい。「ユーザ設定」画面が表示されます。

結果一覧 ユーザ設定

表示するオーダーの条件

表示期間指定 2012/01/29 から

【表示対象オーダー種】

☒ 病理
☒ 生理
☒ 放射線
☒ 内視鏡
☒ 検体
☒ 細菌

全て選択 全てクリア

表示内容

☒ サマリ表示 ☐ 詳細表示 ☒ 依頼情報表示
☐ オーダNo表示 ☐ 診療科表示
☒ 現在の診療科のみを表示する

初期値として登録 OK キャンセル

<サマリ表示>

検査 [計画] 放射線治療

検査 [実施] 内視鏡

<詳細表示>

検査 No.6268 計画
放射線治療
放射線治療(胸部)

検査 上部消化管内視鏡
(経口) No.5182 実
施
内視鏡
上部消化管内視鏡
(通常)
[コメント]なし
[コメント]ブスコパン
[コメント]可
[コメント]ホルゾン
[コメント]経鼻内視鏡

<オーダー No 有り>

検査 No.6268
[計画] 放射線治
療

検査 No.5182
本日検査 [実施] 内
視鏡

<診療科有り>

検査 内科
[計画] 放射線治
療

検査 内科
本日検査 [実施] 内
視鏡

⑥ 表示期間を指定します。[▽] より日付を選択します。

⑦ 表示対象オーダーを選択できます。

⑧ 表示内容を設定します。

【サマリ表示・詳細表示】

表示する検査内容を変更します。

【依頼情報表示】

「依頼」状態（未実施）のオーダーの表示の有無を選択できます。

【オーダーNo表示】

オーダー番号の表示の有無を選択できます。

【診療科表示】

オーダーした診療科の表示の有無を選択できます。

【現在の診療科のみを表示する】

選択している発行診療科の検査のみを表示する設定ができます。

⑨ 設定した内容を一時的に適用する場合は [OK]、個人設定として保存したい場合は [初期値として登録] を選択して下さい。