


空枠参照

*Medi-Aibis*

1. 空枠参照画面 .....	1
1.1 参照画面の起動 .....	1
2. 内容表示 .....	2
2.1 表示条件設定 .....	2
2.2 予約状況表示 .....	3
3. 表示予約枠の設定 .....	5
3.1 新規セット作成 .....	5
3.2 セット名称変更 .....	7
3.3 セット複製 .....	7
3.4 セット削除 .....	7
3.5 初期設定 .....	8
3.6 予約枠削除 .....	8

## 1. 空枠参照画面

### 1.1 参照画面の起動



① 画面左側、機能ボタン [参照系] タブ  
または[再診・紹介]タブ内 [空枠参照]  
をクリックして下さい。

② 下図の [予約状況] 画面が表示されま  
す。診療予約や検査予約の予約状況を  
参照できる画面となっています。

期間: 2011/03/23 開始 ~ 2011/05/23 終了 更新 <<前月<前週 当日 翌日 次週>> 4w 8w 12w 16w 20w 24w 1 分更新 (前回: 03/23 09:39:49) 2 月表示 0/0 表示

予約表示状況 表示予約枠 診療+生理検査 全選択 全解除 削除 追加 新規セット 名称変更 複製 セット削除 初期設定

日付		2011/3							2011/4																															予約枠 名称	
項目名	予約枠 名称	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	予約枠 名称								
再診予約	テスト医師(診察)	○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	×	○	○	×	×	○	○	×	×	○	○	×	×	○	○	×	×	○	○	×	×	テスト医師(診察)								
生理検査	トレッドミル	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	トレッドミル									
生理検査	心エコー	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	心エコー									
生理検査	脳波・誘発・筋電図1	×	6	18	×	×	18	18	36	12	24	×	24	30	24	24	30	×	36	24	24	24	36	×	36	36	36	12	×	36	36	36	脳波・誘発・筋電								
生理検査	24Hホルター	○	○	×	×	×	○	○	○	×	×	○	○	○	×	×	○	○	×	×	○	○	×	×	○	○	×	×	○	○	×	×	24Hホルター								

予約枠詳細 ※ 空きあり 空きなし 空き1つ 取得不可

2011/03/23

予約枠名称	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00
テスト医師(診察)																											
トレッドミル																											
心エコー																											
脳波・誘発・筋電図1																											
24Hホルター																											
テスト医師(診察)	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
トレッドミル	0/10	0/10	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
心エコー	0/10	0/10	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
脳波・誘発・筋電図1	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
24Hホルター	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
テスト医師(診察)	0/0	0/10	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
トレッドミル	0/10	0/10	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
心エコー	0/10	0/10	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
脳波・誘発・筋電図1	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
24Hホルター	0/0	0/10	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
テスト医師(診察)	0/0	0/10	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
トレッドミル	0/10	0/10	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
心エコー	0/10	0/10	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
脳波・誘発・筋電図1	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
24Hホルター	0/0	0/10	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	

## 2. 内容表示

### 2.1 表示条件設定

予約状況表示

期間: 2009/08/04 **開始** ~ 2009/10/04 **終了** **更新**

2009年 8月 ×

月	火	水	木	金	土	日
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

2009年 10月 ×

月	火	水	木	金	土	日
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

「<<前月<前週 当日 翌日 次週> 次月>>」

4w 8w 12w 16w 20w 24w

表示予約枠 1診+ホルター

- 1診+ホルター
- 1診+心エコー
- 1診+ホルター+エコー

3 分更新 (前回:09/07 13:35:54)

3 ヶ月表示

0/0表示 設定

0/0表示

0/0非表示

0/0表示

0/0非表示

① 予約状況参照画面上部で予約状況表示条件を設定することができます。

② 「期間」は、本日より2ヶ月間が初期設定で表示されます。変更する場合には、「開始」「終了」各ボタンをクリックすると、カレンダーが表示され日付を選択することができます。日付選択後は「更新」ボタンをクリックして下さい。

③ 表示期間右側の「<<前月や次月」などからも表示期間を設定できます。  
 <<>>=1ヶ月単位で表示日を移動  
 <>=1週間単位で表示日を移動  
 数字w=数字週間単位で表示日を移動

④ 「表示予約枠」は、初期設定を行ったセットが表示されます。表示予約枠を変更する場合には、リストより選択して下さい。

⑤ 画面の更新時間を設定し、「分更新」をクリックすると更新されます。更新は自動更新で更新時間が右側に表示されます。

⑥ 画面の表示期間を設定し、「ヶ月表示」をクリックすると指定月分の予約状況が表示されます。

⑦ 枠詳細が「0/0」で全て取得不可の場合には、「0/0非表示」で「設定」をクリックすると、「0/0」の枠が非表示になります。「0/0表示」にすると、表示されます。

## 2.2 予約状況表示

日付		2009/08											
		04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
項目名	予約枠 名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<input type="checkbox"/> 生理検査	ホルター心電図 外来	○	○	○	×			○	○	○	○	×	
<input type="checkbox"/> 再診予約	循環器:1診	○	○	○	○			○	○	○	○	○	

予約枠詳細 2009/08/04 ~ 2009/08/14												
08/04	08/05	08/06	08/07	08/10		08/11	08/12	08/13	08/14			
火	水	木	金	月	6	火	水	木	金	10		
08:00	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	08:00	0/0	0/0	0/0	0/0		
08:30	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	08:30	0/0	0/0	0/0	0/0		
09:00	0/1	0/1	1/1	0/0	0/1	09:00	0/1	0/1	0/1	0/0		
09:30	0/1	0/1	0/1	0/0	0/1	09:30	0/1	0/1	0/1	0/0		
10:00	0/1	0/1	0/1	0/0	0/1	10:00	0/1	0/1	0/1	0/0		
10:30	0/1	0/1	0/1	0/0	0/1	10:30	0/1	0/1	0/1	0/0		
11:00	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	11:00	0/0	0/0	0/0	0/0		
11:30	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	11:30	0/0	0/0	0/0	0/0		
12:00	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	12:00	0/0	0/0	0/0	0/0		
12:30	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	12:30	0/0	0/0	0/0	0/0		
13:00	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	13:00	0/0	0/0	0/0	0/0		
13:30	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	13:30	0/0	0/0	0/0	0/0		
14:00	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	14:00	0/0	0/0	0/0	0/0		
14:30	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	14:30	0/0	0/0	0/0	0/0		
15:00	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	15:00	0/0	0/0	0/0	0/0		
15:30	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	15:30	0/0	0/0	0/0	0/0		
16:00	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	16:00	0/0	0/0	0/0	0/0		
16:30	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	16:30	0/0	0/0	0/0	0/0		

日付		2009/08											
		04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
項目名	予約枠 名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<input type="checkbox"/> 生理検査	ホルター心電図 外来	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> 再診予約	循環器:1診	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

予約枠詳細 2009/08/05												
予約枠名称	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00							
循環器:1診												
循環器:1診												
08:00	0/3											
08:30	0/3											
09:00	2/3											
09:30	0/3											
10:00	3/3											
10:30	0/3											
11:00	0/3											
11:30	0/3											
12:00	0/3											
12:30	0/3											
13:00	0/3											
13:30	0/3											
14:00	0/3											
14:30	0/3											
15:00	0/3											
15:30	0/3											
16:00	0/3											
16:30	0/3											

① 「表示条件」と「表示予約枠」で選択された予約状況がカレンダーに表示されます。

○-予約枠に空きあり

×-予約枠に空きなし

② 予約枠名称をクリックすると、画面下部「予約枠詳細」に指定期間の時間枠詳細が表示されます。

黄色の時間枠-空き枠残り1枠

赤色の時間枠-空き枠0

③ 予約枠名称と日付の交差する○印をクリックすると、画面下部「予約枠詳細」に指定日の時間枠詳細が表示されます。




日付		2009/08										
		04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
項目名	予約枠 名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<input type="checkbox"/> 生理検査	ホルター心電図 外来	○	○	○	×			○	○	○	○	×
<input type="checkbox"/> 再診予約	循環器:1診	○	○	○	○			○	○	○	○	○

予約枠詳細	
2009/08/05	
予約枠名称	8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30
ホルター心電図 外来	
循環器:1診	
ホルター心電図 外来	循環器:1診
08:00	0/0
08:30	0/0
09:00	0/1
09:30	0/1
10:00	0/1
10:30	0/1
11:00	0/0
11:30	0/0
12:00	0/0
12:30	0/0
13:00	0/0
13:30	0/0
14:00	0/0
14:30	0/0
15:00	0/0
15:30	0/0
16:00	0/0
16:30	0/0
08:00	0/3
08:30	0/3
09:00	2/3
09:30	0/3
10:00	3/3
10:30	0/3
11:00	0/3
11:30	0/3
12:00	0/3
12:30	0/3
13:00	0/3
13:30	0/3
14:00	0/3
14:30	0/3
15:00	0/3
15:30	0/3
16:00	0/3
16:30	0/3


- ④ 予約状況の日付をクリックすると、指定日の予約枠全体の時間枠詳細を、画面下部「予約枠詳細」に並べて表示します。

### 3. 表示予約枠の設定

#### 3.1 新規セット作成



- ① 表示予約枠の新規セットを作成します。  
表示予約枠横の「新規セット」を選択して下さい。
- ② 「表示枠新規設定」画面が表示されますので、セット名をテキスト入力し、「追加」ボタンをクリックして下さい。
- ③ 登録されたセット名がリストに追加されます。
- ④ 登録されたセット名に表示する予約枠を設定します。セット名が選択されている状態で「追加」を選択して下さい。
- ⑤ 「表示枠編集」画面が表示されます。  
予約診療科は利用者の診療科を初期表示していますので、変更する場合には上部プルダウンメニューより選択して下さい。
- ⑥ 予約診療科内から設定する予約枠を選択した状態でダブルクリック、または「↓追加」ボタンをクリックして下さい。「選択済みの予約枠」に表示されます。



⑦ ⑤⑥の操作を繰り返し、表示枠を追加後、予約枠の表示順を「並べ替え」枠内の「↑」「↓」で変更することができます。「削除」で選択予約枠を削除することができます。


⑧ 選択後、「登録」ボタンをクリックして下さい。「登録を続ける」ボタンを選択すると、予約枠の登録を続けることができます。「閉じる」ボタンで表示枠編集画面を閉じます。





⑨ 予約状況表示画面には、選択したセット名に登録した予約枠が表示されます。※作成されたセットは利用者ごとのセットとなります。




### 3.2 セット名称変更



### 3.3 セット複製



### 3.4 セット削除



① 登録された名称を変更する場合には、変更するセット名が選択されている状態で表示予約枠横の「名称変更」を選択して下さい。

② 「表示枠新規設定」画面に既登録のセット名が表示されますので、編集後「変更」ボタンをクリックして下さい。

① 登録されたセットを複製して新たにセットを作成する場合には、複製するセット名が選択されている状態で表示予約枠横の「複製」を選択して下さい。

② 「表示枠新規設定」画面に既登録のセット名が表示されますので、新規セット名入力後「変更」ボタンをクリックして下さい。

③ 複製されたセットが別名で表示予約枠に表示されます。表示する予約枠の変更には【3.1 新規セット作成④～⑦】を参照下さい。

① 登録されたセットを削除する場合には、削除するセット名が選択されている状態で表示予約枠横の「セット削除」を選択して下さい。

② 確認メッセージが表示され、「削除」ボタンをクリックすると選択したセットが削除されます。

※削除されたセットは復元できませんのでご注意下さい。

