

一括削除


Medi-Aibis

株式会社 **BSN** アイネット

1. 一括削除機能	1
1.1 オーダー一括削除	1

1. 一括削除機能

1.1 オーダー括削除



- ① 発行診療科を限定し、指定日以降のオーダーを一括で削除することができます。
画面左側 機能ボタン [処置・指導他] タブ内[一括削除]を選択して下さい。
 - ② [オーダー一括削除] 画面が表示されます。
 - ③ [削除日] を変更する場合には、画面右上 [検索条件] 内の日付右横[▽]をクリックし、カレンダーより選択して下さい。診療科を変更する場合には、リストより選択して下さい。
 - ④ 表示オーダ種を選択する場合には、画面左側よりオーダ種を選択します。初期値は、全オーダが選択（反転表示）されていますが、削除対象から外す場合には、オーダ種をクリックして下さい。
 - ⑤ 検索条件変更後は虫のがねアイコンをクリックして下さい。
 - ⑥ 検索条件のオーダ種が表示されますので、削除するオーダの右横チェックボックスで選択し、画面右下[削除]ボタンをクリックして下さい。
 - ⑦ 確認メッセージが表示され、[はい]ボタンをクリックすると、オーダーが一括削除されます。

削除したオーダは復元できませんので
ご注意下さい。